

Комерційна пропозиція

Тест полоски Акку-Чек Актив 50 шт.

Код: 07124112227

Стоимость: **327,20 грн.**

Описание

Правильное хранение и применение тест-полосок Акку-Чек Актив (Accu-Check Active)

- Всегда храните тест-полоски в оригинальном закрытом тубусе, избегайте длительного контакта тест-полосок с окружающей средой.
- **Тест-полоски Акку-Чек Актив** следует хранить в сухом и темном месте, при температуре от +2 до +30 С.
- Тест-полоски очень чувствительны к влажности и сырости. Никогда не вынимайте тест-полоски из тубуса влажными руками. Плотно закрывайте тубус после извлечения тест-полоски для анализа.
- Используйте тест-полоски Акку-Чек Актив до истечения срока годности, которая указана на упаковке. Использование тест-полосок с истекшим сроком годности может привести к получению неверного результата самоконтроля уровня глюкозы крови.
- Температурный режим эксплуатации тест-полосок Акку-Чек Актив составляет от +10 до +40 С.
- При измерении уровня глюкозы крови следует использовать тест-полоски, температура которых соответствует температуре окружающей среды. Поэтому, если Вы принесли тест-полоски с мороза, не проводите самоконтроль сразу. Подождите пока они нагреются для температуры окружающей среды. Это позволит избежать появления конденсата в тубусе с тест-полосками.

